

Reha-Stim

Katalog 2015/01

A stylized footprint graphic composed of five colored shapes: a large blue shape for the heel, a large orange shape for the ball of the foot, a smaller orange circle for the middle toe, and two smaller pink circles for the ring and little toes.

REHA-STIM



Reha-Stim

Rehabilitationstechnologien mit Hand und Fuß

Produktkatalog

Ausgabe 2015/01



**Inhaltsverzeichnis**

Anschreiben	1
Inhaltsverzeichnis	2
Gangrehabilitation	3
Gangrehabilitation	4
Zubehör Gangrehabilitation	6
Ersatzteile Gangrehabilitation	9
Arm-/Handrehabilitation	11
Arm-/Handrehabilitation	12
Zubehör Armrehabilitation	18
Ersatzteile Armrehabilitation	20
AGB	22
Bestellschein	24
Impressum	25

Gangrehabilitation



Wer gehen will, muss gehen.

© Lars Kunze / PIXELIO

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

Gangtrainer GT I*elektromechanisches Gangrehabilitationssystem***Funktion:**

- repetitives Üben der Gehbewegung
- Eigengewichtsentlastung

Merkmale:

- CE-zertifiziert
- Spannung: 230V~/50 Hz
- elektronisch gesteuerter Antrieb
- Anzeige von Zeit, Schrittzahl, Geschwindigkeit (0-2 km/h) und Körpergewichtsentlastung
- stufenlose Einstellung von Schrittlänge und Ganggeschwindigkeit
- angepasste Körperbewegung
- Stütze zur forcierten Hüftextension
- Simulation der Vor- und Rückwärtsbewegung
- integrierter Klappsitz für den Patienten
- inkl. 2 Gurtzeuge (Größe nach Wahl)
- integrierte Knieführung inkl. Knieschlaufen

Maße:

- Breite: 95 cm
- Tiefe: 255 cm
- Höhe: 283 cm
- Gewicht: 409 kg

optionales Zubehör:

- Gurtzeug in verschiedenen Größen
- Handschlaufe
- freie Farbwahl (RAL-Farben)





T-Support-System

Sicherungssystem

Funktion:

- Eigengewichtsentlastung
- Sicherung und Unterstützung beim Gangtraining auf dem Laufband

Merkmale:

- baumustergeprüft
- Tragfähigkeit bis 150 kg geprüft
- Deckenmontage (tragfähige Betondecke Voraussetzung)
- längs verschiebbare Einpunktaufhängung
- wahlweise mit zwischengeschalteter, mechanischer Waage (0 - 200 kg)
- mit jedem Laufband kombinierbar
- inkl. 1 Gurtzeug (frei wählbare Größe)
- inkl. Montageanleitung und Dokumentation

Maße:

- Deckenhöhe: mind. 3,10 m (mit Waage)
- mind. 2,95 m (ohne Waage)

optionales Zubehör:

- Gurtzeug in verschiedenen Größen

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation



Gurt Omega

Gurtzeug

Patientensicherung beim Gangtraining

Funktion:

- Gewichtsentlastung und Sicherung über Deckenbefestigung oder im Gangtrainer

Merkmale:

- Gurtsystem Delta und Omega
- der Fallschirmtechnik entlehnt
- individuell anpassbar (Leisten-, Hüft-, Brustgurte, weitere Einstellungsmöglichkeit am Rücken)
- verschiedene weitere Befestigungs- und Sicherungspunkte
- abwaschbar

Maße für Gurt Omega:

Erwachsene:

- M normale bis kräftige Statur
- L sehr kräftige Statur



Gurt Omega

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

Maße für Gurt Delta :

Kinder:

- S bis 90 cm Körperhöhe
- M bis 120 cm Körperhöhe
- L bis 150 cm Körperhöhe

Erwachsene:

- S bis 165 cm Körperhöhe
- M bis 170 cm Körperhöhe
- L bis 190 cm Körperhöhe, für kräftige Patienten
- XL bis 200 cm Körperhöhe, für sehr kräftige Patienten

optionales Zubehör:

- Bügelsystem und Flaschenzug zur Deckenmontage



Gurt Delta



Gurt Delta

Knieführung mit Knieschlaufen*Unterstützung der Therapie im Gangtrainer GT I***Funktion:**

- Unterstützung der Kniestreckung beim Gangtraining
- Knie ziehen sich gegenseitig
- entlastet Therapeuten oder ersetzt die therapeutische Unterstützung des Knies sogar ganz

Merkmale:

- passend für alle Patienten
- einfache und schnelle Fixierung am Patienten
- nachrüstbar für alle Gangtrainer GT I ab Version 6b





Handschlaufe

textile Handbefestigung

Funktion:

- die paretische Hand wird fixiert
- der Patient kann sich ungestört auf das Gangtraining konzentrieren

Merkmale:

- spezieller Orthesenstoff (PCM - phase changing material)
- temperaturnausgleichend
- leicht zu reinigen, waschmaschinenfest bis 60°C
- passend für jedes Handgelenk

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation



Motionstim 8-Stimulator

funktionelle Elektrostimulation

Funktion:

- Elektrostimulation für die obere und untere Extremität
- frei programmierbare Stimulationsdauer innerhalb des Gangzyklus
- individuelle Stimulation von bis zu 8 Muskeln

Merkmale:

- 8-Kanal Stimulator
- Stimulationsfrequenz 10-85 Hz
- inkl. Klebeelektroden (50 x 90 mm, für den gleichen Patienten wiederverwendbar)

optionales Zubehör:

- Klebeelektroden

Hersteller: *Krauth + Timmermann GmbH*



bentrofit F17 Stimulator

funktionelle Elektrostimulation

Funktion:

- phasenabhängige Elektrostimulation für die obere oder untere Extremität
- Stimulation von bis zu 4 Muskeln

Merkmale:

- 2-Kanal Stimulator
- Stimulationsfrequenz 5-60 Hz
- inkl. Klebeelektroden (50 x 90 mm, für den gleichen Patienten wiederverwendbar)

optionales Zubehör:

- Klebeelektroden

Hersteller: *Bentronic Gesellschaft für Medizintechnik GmbH*

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

Bügel*Aufhängung für Gurtzeug***Funktion:**

- Sicherung des Patienten im Gurtzeug
- Verbindungsglied zwischen Gurtzeug und Decken-/Gangtraineraufhängung (Seilzug)
- gleichmäßiger Zug auf den Schulterriemen

Merkmale:

- solide Edelstahlkonstruktion
- rostfrei

**Seilzug***Aufhängung für Gurtzeug***Funktion:**

- Sicherung des Patienten im Gurtzeug
- (Teil-)Entlastung des Patienten vom Körpergewicht

Merkmale:

- inkl. Sicherung
- für das Gangtraining im GT I, bzw. die Installation einer Deckenaufhängung (T-Support-System)
- Tragkraft 300 kg / Übersetzung 8:1

Maße:

- mit 12 m Seillänge für Raumhöhe bis 3,20 m, längere Ausführungen auf Anfrage

**Einpunkt-Waage***Aufhängung für Gurtzeug***Funktion:**

- Anzeige der Körpergewichtsentlastung
- ermöglicht eine vergleichbare Trainingsintensität und umfassende Therapiedokumentation

Merkmale:

- Einpunkt-Aufhängung
- leicht ablesbare Analoganzeige
- robuste Konstruktion, einfache Montage
- Messbereich 0-200 kg



Gangtrainer GT I

Ersatzteile und Zubehör

Aufsatz mit Kragarm und Gewichtsentlastung

	Anzahl	Art.-Nr.
Tragseil Ø 4 mm, Länge 4370 mm	1 Stück	112969
Tragseilsicherung	1 Stück	107247
Seilrolle Ø 80 mm, Stahlrolle mit Kugellager	1 Stück	100955
Seilrolle Ø 60 mm, Stahlrolle mit Kugellager	1 Stück	100956
Haltewinkel	1 Stück	RS0001
Zugseil komplett für Kragarm	1 Stück	113619
Rolle für Zugseil	1 Stück	120269
Arretierbolzen	1 Stück	110571
Seilzug (bis 300 kg)	1 Stück	RS0002
Bügel komplett	1 Stück	111468
Gurtzeug Delta (Kinder: S, M, L; Erwachsene: S, M, L, XL)	1 Stück	RS0003
Gurtzeug Omega (Erwachsene: M, L)	1 Stück	RS0006
Gesäßstütze komplett	1 Stück	111006
verstellbarer Klemmhebel für Gesäßstütze	1 Stück	110982
Polster für Gesäßstütze	1 Stück	110572
Dreisterngriff klein	1 Stück	108913

Unterteil mit Fußplatten und seitlicher

Körperschwerpunktsführung

seitliches Zwischenseil, Länge 580 mm, mit kleiner Kette	1 Stück	114960
seitliches Seil links, Länge 2040 mm	1 Stück	111720
seitliches Seil rechts, Länge 2560 mm	1 Stück	111728
Seilrolle groß Delrin	1 Stück	112903
Seilrolle klein Delrin	1 Stück	112905
Seilrolle Ø 48 mm, Polyamid für seitliche Seilführung	1 Stück	112568
Rollenhalter zweiteilig rechts /Verschiebeeinheit	1 Stück	114401
Rollenhalter zweiteilig links /Verschiebeeinheit	1 Stück	114444
Schienenführung komplett mit Rollenhalter links und rechts	1 Stück	116912
Karabiner	1 Stück	RS0004
Hackenverstellung	1 Stück	114971
Fußtritt mit Hackenverstellung	1 Paar	100784
Sterngriff für Hackenverstellung	1 Stück	109761
Mutter für Hackenverstellung	1 Stück	122989
Haltestange	1 Stück	111536
Handschlaufe	1 Stück	RS-E-13
Rasterblech Griffbogen rechts für Haltestange	1 Stück	100681
Rasterblech Griffbogen links für Haltestange	1 Stück	100683
Rasterblech Unterteil für Haltestange	1 Stück	100942
Knieführung inkl. Knieschlaufen	1 Stück	RS0007
Fußschlaufen	1 Paar	RS0005
Rampe komplett	1 Paar	113646
Förderrolle, 130 PU (Fußtrittrollen)	1 Stück	112567

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation



	<i>Ersatzteile und Zubehör</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Gangrehabilitation	Motorteil und Elektrik		
Zubehör Gangrehabilitation	Bediengerät	1 Stück	132550
Ersatzteile Gangrehabilitation	Frontplatte komplett	1 Stück	132551
Arm-/Handrehabilitation	Potentiometer 4K7, 6,35 mm (Geschwindigkeit)	1 Stück	130305
Zubehör Armrehabilitation	Potimutter 6,35 mm	1 Stück	132552
Ersatzteile Armrehabilitation	Abdeckung 6,35 mm, sw, Ø 21 mm	1 Stück	114952
	Drehknopf 6,35 mm, sw, Ø 21 mm	1 Stück	114953
	Pfeilscheibe 6,35 mm, Ø 21 mm	1 Stück	100769
	Potentiometer 10k, Cermet, 1/8" Achse (Schrittweite)	1 Stück	100766
	Deckel 1/8" Achse	1 Stück	100765
	Schrittzähler Hengstler	1 Stück	112423
	Zeitgeber Hengstler	1 Stück	112422
	Gewichtsanzeige Typ HED281-T	1 Stück	112481
	TH5 Taster (Ein/Aus)	1 Stück	112442
	Kalotte grün	1 Stück	112444
	Kalotte rot	1 Stück	112443
	Multi-LED grün 12 V	1 Stück	119866
	Schiebeschalter (vorwärts/rückwärts)	1 Stück	112449
	Verteiler komplett bestückt	1 Stück	116670
	IEC Starkstromkabel mit Schutzkontaktstecker	1 Stück	112476
	Chassis Stecker 16A für Netzanschluss	1 Stück	112478
	Haupt-Not-Aus Schalter Kraus & Naimer	1 Stück	112467
	Filterset	1 Stück	112436
	Kompaktventilator	1 Stück	112468
	Betriebsstundenzähler Typ 632 A.2	1 Stück	128996
	Potentiometerüberwachung Nachrüstsatz	1 Stück	130820
	Potentiometerüberwachung Festeinbau	1 Stück	134046
	Steuerplatine komplett bestückt	1 Stück	112416
	Steuertransformator (klein)	1 Stück	112430
	EMC-Filter Klasse B 200-240 V, 10 A	1 Stück	112427
	Hauptschütz 12 VDC	1 Stück	112426
	Sicherungsautomat 1-polig, 4 A, Charakteristik D	1 Stück	112425
	Sicherungsautomat 2-polig, 10 A, Charakteristik D	1 Stück	112424
	Not-Aus Taster	1 Stück	112469
	Öffnerkontakt (im Not-Aus Taster)	1 Stück	112456
	Endlagenschalter (Schrittweite rechts und links)	1 Stück	112451
	Antriebsmotor	1 Stück	112418
	Gabellichtschranke	1 Stück	112480

Funktionelle Elektrostimulation

<i>Ersatzteile und Zubehör</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Art.-Nr.</i>
bentofit F17 Stimulatoren inkl. Kabel	1 Paar	RS0014
Klebeelektroden für bentofit F17 Stimulatoren	2 Paar	RS0015
Motionstim 8-Stimulator	1 Stück	RS0012
Klebeelektroden für Motionstim 8-Stimulator	2 Paar	RS0013

Seile für Gangtrainer ab Version 6b.

Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage erhältlich.

Arm-/Handrehabilitation



Wir machen Bewegung greifbar.

© Xenia B. / PIXELIO

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

Reha-Digit*elektromechanisches Fingerstimulationsgerät***Funktion:**

- Stimulation der Fingersensorik
- integrierte Vibration
- wiederholte, passive Bewegungen der Finger durch Nockenwelle
- Massage der Finger

Merkmale:

- CE-zertifiziert
- Spannung: 230V~/50 Hz
- zuschaltbare, einstellbare Vibrationsfrequenz
- frei wählbare Rotationsgeschwindigkeit
- mobiler Einsatz möglich, beispielsweise im oder am Bett

Maße:

- Breite: 38 cm
 Tiefe: 24,5 cm
 Höhe: 25,5 cm
 Gewicht: 8,3 kg (ohne Netzteil)
 8,8 kg (mit Netzteil)

optionales Zubehör

- Lagerungskissen (40 x 40 cm)
- Daumenhalterung

**Reha-Slide***mechanisches Armübungsgerät***Funktion:**

- der paretische Arm wird von der gesunden Seite geführt
- trainiert bis zu drei Gelenke:
 - Ellbogenflexion und -extension
 - Schulterabduktion und -adduktion
 - Handgelenksflexion und -extension

Merkmale:


- CE-zertifiziert
- Fixierung an allen gängigen Tischplatten
- integriertes Zählwerk
- verstellbarer Widerstand
- integrierte Höhenverstellung
- inklusive einer Handschlaufe

Maße:

- Breite: 30 cm (ohne Griffe)
 80 cm (mit Griffen)
 Länge: 55 cm
 max. Anstellwinkel: 25°

optionales Zubehör:

- Armrolle
- Stuhlgurt
- Übungssoftware (auf CD-ROM mit Dongle)





Reha-Slide Duo (nur in der EU) *mechanisches Armübungsgerät*

Funktion:

- eigenständige Bewegung beider Hände
- trainiert Ellbogenflexion und -extension

Merkmale:

- CE-zertifiziert
- Fixierung an allen gängigen Tischplatten
- integriertes Zählwerk
- verstellbarer Widerstand
- individuelle Griffeinstellung (Training auch im Stand und bei Fehlstellungen möglich)

Maße:

- Breite: 35 cm (ohne Griffe)
53 cm (mit Griffen)
Länge: 60 cm

optionales Zubehör:

- Stuhlgurt

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation



Bi-Manu-Track *Armtrainersystem*

Funktion:

- passive und aktive Therapieoptionen
- zwei verschiedene Trainingsbewegungen:
 - Handgelenksflexion und -extension
 - Unterarmpro- und -supination

Merkmale:

- CE-zertifiziert
- Spannung: 230V~/50 Hz
- servogesteuerte Bedieneinheit
- individuelle Anpassung von Widerstand, Bewegungsamplitude und -geschwindigkeit
- inkl. höhenverstellbarem Tisch und Armauflagepolster (25 x 18 x 13 cm)

Maße:

- Höhe: 72-105 cm
Breite: 85 cm
Tiefe: 90 cm (inkl. Tisch)
Gewicht: 51 kg

optionales Zubehör:

- Handschlaufe
- Stuhlgurt
- Biofeedback-Software für Bi-Manu-Track inkl. Dongle & USB-Adapterkabel (Hinweis: PC muss vom Betreiber gestellt werden)



Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

Amadeo®*mechatronisches Finger-Rehabilitationsgerät***Funktion:**

- individuelle Bewegung der einzelnen Finger
- Fingerflexion und -extension
- natürliche Greifbewegung
- passive und aktive Therapieoptionen
- Interaktion mit Übungssoftware

Merkmale:

- Spannung: 100-240V~/50-60 Hz
- individuell anpassbare Armschiene
- inkl. höhenverstellbarem Tisch
- inkl. Übungssoftware, PC und Monitor

Maße:

- Höhe: 65 cm
- Breite: 74 cm
- Tiefe: 124 cm
- Gewicht: 110 kg inkl. PC und Tisch

optionales Zubehör:

- Kontaktpflaster

Hersteller: *tyromotion GmbH***Pablo® System***Trainings- und Evaluationssystem***Funktion:**

- Messung der Hand- und Fingerkraft und der Messung des aktiven Bewegungsausmaßes der oberen Extremität mittels Pablo® Sensorgriff
- Zylindergriffmessung und Messung des Pinzettengriffs
- Interaktives Bewegungstraining

Merkmale:

- inkl. Pablo® Software mit Therapie- und Dokumentationsoption
- kann mittels USB Schnittstelle an PC oder Notebook verbunden werden
- keine zusätzliche Stromversorgung nötig

optionales Zubehör:

- Notebook mit vorinstallierter Software
- Pablo® Plus Multiball
- Pablo® Plus Multiboard
- 2D Therapiesoftware

Hersteller: *tyromotion GmbH*



Tymo® Therapy Plate

Sensorplatte für Kraft- und Bewegungsmessung

Funktion:

- Beübung und Verbesserung von Gleichgewicht, Balance und posturaler Kontrolle, sowie aktivem Krafteinsatz und Stützaktivität der Oberen Extremität

Merkmale:

- All in One Package: Anwendungen im Sitzen, Stehen und durch Aufstützen
- Möglichkeit statischer und dynamischer Messungen bzw. Therapien
- Für die stationäre, ambulante und häusliche Therapie geeignet
- Dünkste Therapy Plate der Welt
- Sehr flexibel – einfach anzuwenden

erhältliche Konfigurationen:

- Tymo® Assessment
- Tymo® Therapy
- Tymo® Professional

Hersteller: *tyromotion GmbH*

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation



Diego®

Therapiegerät für die obere Extremität

Funktion:

- uni- oder bilaterales Armtraining im dreidimensionalen Bewegungsraum

Merkmale:

- passive und aktive Therapievarianten
- Vielseitige Behandlungsmöglichkeiten: uni- und bilaterales Training
- natürliche Bewegungen im dreidimensionalen Raum
- Hohe Motivation durch Softwareeinsatz
- Flexibel einsetzbar: Neurologische und orthopädische Patienten aller Altersgruppen

Hersteller: *tyromotion GmbH*

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

ARAT - Action Research Arm Test *therapeutisches Evaluationssystem*

Funktion:

- Evaluation der Arm- und Handmotorik
- international praktizierter Test
- hierarchisches Prinzip
- minimaler Zeitaufwand (max. 15 min)

Merkmale:

- praktische Koffereinheit für einfachen Transport und staubfreie Lagerung aller Evaluationselemente
- ein- oder beidseitig zu öffnen
- gefertigt von einer integrativen Werkstatt
- MDF-Einheiten, verschiedene Elemente aus Naturholz
- leicht zu reinigen
- patientenorientierter Aufbau
- inklusive einer Kopiervorlage eines Evaluationsbogens

Maße:

beidseitig geöffnet:

Breite: 75 cm
Tiefe: 84 cm
Höhe: 40 cm (inkl. Griff)

geschlossene Koffereinheit:

Breite: 75 cm
Tiefe: 13 cm
Höhe: 40 cm (inkl. Griff)



Nine Hole Peg Test

therapeutisches Evaluationssystem

Funktion:

- Evaluation

Merkmale:

- handgefertigtes mobiles Evaluationssystem aus einer integrativen Werkstatt

Maße:

geschlossen:	offen:
Breite: 13 cm	Breite: 13 cm
Länge: 13 cm	Länge: 26 cm
Höhe: 7,6 cm	Höhe: 3,8 cm

optionales Zubehör:

- Ersatzedelstahlstifte (10 Stk.)
- Stoppuhr





nicht klappbar



zusammenklappbar



zusammenklappbar

Box & Block-Test

therapeutisches Evaluationssystem

Funktion:

- Evaluation der Arm- und Handmotorik
- international praktizierter Test
- minimaler Zeitaufwand (max. 5 min)

Merkmale:

- als zusammenklappbare Koffereinheit und als nicht klappbare Variante erhältlich
- gefertigt von einer integrativen Werkstatt
- Box aus MDF-Einheiten, Würfel aus Naturholz
- inkl. 100 Würfel
- schallgedämpft
- gefertigt nach den Maßen der Originalstudie

Maße:

nicht klappbare Ausführung:

Breite: 27 cm

Länge: 53,5 cm

Höhe: 16,5 cm

zusammenklappbare Ausführung (offen):

Breite: 30 cm

Länge: 60 cm

Höhe: 9 cm

zusammenklappbare Ausführung
(geschlossen):

Breite: 30 cm

Länge: 30 cm

Höhe: 18 cm

optionales Zubehör:

- Ersatzwürfel (10 Stk.)
- Stoppuhr

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

Gangrehabilitation

Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation

Handschlaufe*textile Handbefestigung für Armgeräte***Funktion:**

- die paretische Hand wird am Griff fixiert

Merkmale:

- spezieller Orthesenstoff (PCM - phase changing material)
- temperatenausgleichend
- leicht zu reinigen, waschmaschinenfest bis 60°C
- passend für jedes Handgelenk

**Stuhlgurt***Patientenunterstützung beim Armtraining***Funktion:**

- Vermeidung kompensierender Rumpfbewegungen während des Armtrainings

Merkmale:

- individuell anpassbar (Hüft-, Brustgurte)
- für fast alle gängigen Stühle mit Rückenlehne
- abwaschbar
- geeignet für Männer und Frauen

**Armrolle***Unterstützung des paretischen Arms***Funktion:**

- die Bewegung des paretischen Arms wird unterstützt, der Komfort erhöht

Merkmale:

- Rolle: textile Oberfläche, leicht auswaschbar, waschmaschinenfest
- rollt mit der Bewegung mit
- Fixierung an allen gängigen Tischplatten möglich

Maße:

- Breite: 25 cm (Rollenbreite)
- 27,5 cm (gesamtes Gerät)
- Rollendurchmesser: 5,5 cm





Logitech Laser-Funkmaus (nur separat erhältlich)

PC-Erweiterung des Armtrainings

Funktion:

- Unterstützung des Trainings am Reha-Slide durch verschiedene Übungsprogramme
- Förderung der Aufmerksamkeit, Steigerung der Motivation

Merkmale:

- für Montage am Reha-Slide vorbereitet
- 2,4 GHz-Mikroempfänger
- Laserabtastung
- inkl. Batterien (ca. 15 Monate Lebensdauer)

Gangrehabilitation


Zubehör Gangrehabilitation

Ersatzteile Gangrehabilitation

Arm-/Handrehabilitation

Zubehör Armrehabilitation

Ersatzteile Armrehabilitation



Reha-Slide Übungssoftware

PC-Erweiterung des Armtrainings

Funktion:

- Unterstützung des Trainings am Reha-Slide durch verschiedene computerbasierte Übungsprogramme
- Förderung der Aufmerksamkeit, Steigerung der Motivation
- Dokumentation von Fortschritten

Merkmale:

- auf CD-ROM mit Dongle
- mit Patientendatenbank
- 15 verschiedene Übungen und Spiele

Mindestanforderungen:

- Windows 2000, XP, Vista oder Windows 7, Pentium III 1 GHz oder schneller, RAM 500 MB, Festplatte: 200 MB, DirectX 9.0 oder höher, CD-ROM-Laufwerk, 2 freie USB-Anschlüsse, Benutzerkonto mit Administratorrechten (nur während des Installationsvorgangs) (Windows 2000/XP/Vista/7 sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.)
- PC mit Mindestanforderungen muss vom Betreiber gestellt und außerhalb der Patientenumgebung installiert werden, sofern es sich nicht um einen „Medical PC“ handelt.

**Reha-Slide, Reha-Slide Duo***Ersatzteile und Zubehör*

	<i>Anzahl</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Widerstandsregler komplett	1 Stück	RS-E-01
Zählwerk	1 Stück	RS-E-02
Plexiglasplatte	1 Stück	RS-E-03
Griffe	1 Paar	RS-E-04
Griffstange komplett mit Griffen und Mausbefestigung	1 Stück	RS-E-05
Schrauben zur Befestigung der Griffstange	4 Stück	RS-E-06
Reha-Slide Übungssoftware mit Dongle	1 Stück	RS-E-09
Schraubzwingen	1 Paar	RS-E-10
Bremsstopper	1 Stück	RS-E-11
Antirutschfolie	2 Streifen	RS-E-12 a
GummifüÙe	4 Stück	RS-E-12 b
Handschlaufe	1 Stück	RS-E-13
Stuhlgurt	1 Stück	RS-E-14
Armauflagerolle komplett	1 Stück	RS-E-15
Armauflagerolle Gestell	1 Stück	RS-E-16
Armauflagerolle Rolle	1 Stück	RS-E-17
Rücksteltaster rot	1 Stück	RS-E-18
adaptierte Laser-Funkmaus inkl. Halter	1 Stück	RS-E-19
Griffschrauben	1 Stück	RSD-E-01
Inbusschlüssel zur Einstellung der Vertikalposition	2 Stück	RSD-E-02
Stellhebel zur Einstellung der Horizontalposition	1 Stück	RSD-E-03

Bi-Manu-Track*Ersatzteile und Zubehör*

	<i>Anzahl</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Armauflagepolster	1 Paar	BMT-E-01
Handschlaufe	1 Stück	BMT-E-02
Griffe	1 Paar	BMT-E-03
Ersatzrolle für Gestell	1 Stück	BMT-E-04
Software für Bi-Manu-Track inkl. Dongle & USB Adapter Kabel	1 Set	BMT-E-05
Handgriffe komplett, klappbar	1 Paar	BMT-E-06
Handgriff einzeln, rechts oder links	1 Stück	BMT-E-07

Box & Block-Test*Ersatzteile und Zubehör*

	<i>Anzahl</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Würfel	10 Stück	BB-E-01
Stoppuhr	1 Stück	BB-E-02

Nine Hole Peg Test*Ersatzteile und Zubehör*

	<i>Anzahl</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Edelstahlstifte	10 Stück	NHPT-E-01
Stoppuhr	1 Stück	NHPT-E-02

Reha-Digit*Ersatzteile und Zubehör*

	<i>Anzahl</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Daumenhalter	1 Stück	RD-E-01
Lagerungskissen	1 Stück	RD-E-02

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich, Vertragsabschluß und Lieferumfang

- (1) Soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders bestimmt, liegen diese Bedingungen allen Angeboten zugrunde, die von uns abgegeben werden. Aufträge von Käufern, denen diese Bedingungen bekannt sind, gelten als zu diesen Bedingungen erteilt, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich anders bestimmt.
- (2) Der Vertrag kommt erst zustande, wenn Reha-Stim Medtec GmbH & Co. KG (der Verkäufer) dem Käufer gegenüber den Auftrag schriftlich bestätigt.
- (3) Der Umfang der Lieferung ist im Auftrag angegeben.
- (4) Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als zugesichert bezeichnet sind.
- (5) Für elektrotechnisches Material gelten die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.
- (6) Bis zum Versand des Liefergegenstandes sind geringfügige technische Änderungen oder technische Verbesserungen gestattet; bei Vertragsabschluß unvorhersehbare technische Änderungen sind auch im Übrigen zulässig.

§ 2 Preis und Zahlung

- (1) Alle Preise gelten ab Werk bzw. für Ersatzteile ab Auslieferungslager. Alle Preise verstehen sich zzgl. Verpackungs-, Transport-, Versicherungs-, Installations- und Instruktionkosten, sowie der gesetzl. MwSt. in der jeweils geltenden Höhe.
- (2) Preise beruhen auf den derzeitigen Kostenfaktoren. Bei Änderung der maßgeblichen Kostenfaktoren nach Vertragsabschluß (u.a. Kosten des Rohmaterials, der Zulieferteile, der Energie sowie Löhne) nach oben oder unten behält sich der Verkäufer eine entsprechende Berichtigung vor, wenn zwischen Vertragsabschluß und vorgesehener Lieferung mindestens vier Monate liegen; die am Liefertag gültigen Preise gelten in diesem Fall als vereinbart.
- (3) Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers zu leisten und zwar 30 Tage nach Rechnungsdatum.
- (4) Bei Verzug werden Verzugszinsen zum üblichen Bankzinssatz, mindestens aber 8% pro Jahr berechnet; der Nachweis eines niedrigeren Schadens bleibt unberührt.
- (5) Der Käufer ist nicht berechtigt, mit Ansprüchen aufzurechnen, die bestritten, noch nicht bekannt sind oder die möglicherweise zu bestreiten der Verkäufer noch nicht hinreichend Zeit hatte.

§ 3 Lieferfrist und Höhere Gewalt

- (1) Lieferfristen beginnen frühestens nach Eingang und Klarstellung aller für die inhaltliche Bestimmung des Vertrages erforderlichen Unterlagen. Lieferfristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden, sind unverbindlich. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der Frist versandbereit ist und dies dem Käufer mitgeteilt wurde.
- (2) Lieferfristen verlängern sich beim Eintritt solcher Umstände, die vom Verkäufer nicht zu vertreten sind und die auf Fertigung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind, um die Zeit der Dauer des Hindernisses oder der Unterbrechung; dies gilt auch im Rahmen von Arbeitskämpfen (Streik, Aussperrung). Satz 1 gilt auch, wenn die Hindernisse bei Unterlieferanten auftreten und der Verkäufer diese Hindernisse oder Verzögerungen nicht zu vertreten hat. Die vorbezeichneten Hindernisse sind auch während eines Verzugs vom Verkäufer nicht zu vertreten.
- (3) Der Verkäufer ist vor Ablauf der Lieferfrist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt. Teillieferungen und -rechnungen für funktionsfähige Einheiten sind zulässig.
- (4) Kann ein aufgrund der in Absatz 2 genannten Umstände gestörter Vertrag nicht in der dort beschriebenen Weise angepaßt werden, wird der Verkäufer von seiner Lieferpflicht frei.
- (5) Verlängert sich aufgrund der genannten Umstände die Lieferfrist oder wird der Verkäufer von seiner Lieferpflicht frei, hat der Käufer keine Haftungsansprüche irgendwelcher Art gegen den Verkäufer. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Käufer über einen Eintritt der genannten Umstände zu unterrichten.
- (6) Wird der Versand des Liefergegenstandes auf Wunsch des Käufers oder aufgrund eines Umstandes verzögert, der außerhalb des Willens des Verkäufers liegt, so werden dem Käufer die durch die Lagerung entstandenen Kosten sowie die Kosten der Verzinsung des für den Liefergegenstand eingesetzten Kapitals berechnet. Der Anspruch beträgt bei Lagerung durch den Verkäufer mindestens 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, beginnend 1 Monat nach Mitteilung der Versandbereitschaft; der Nachweis eines niedrigeren Schadens bleibt unberührt. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist ersatzweise zu bedienen.

§ 4 Gefahrübergang

Die Gefahr geht spätestens mit dem Versand des Liefergegenstandes vom Werk auf den Käufer über. Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers oder aufgrund eines Umstandes, den der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Der Verkäufer behält sich an dem Liefergegenstand das Eigentum bis zu dessen vollständiger Bezahlung vor. Sein Eigentumsvorbehalt besteht ferner fort, bis seine gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer beglichen sind.
- (2) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts gilt das Folgende:
 - a) Der Käufer hat das Recht, den Liefergegenstand zu benutzen, nicht aber das Recht zur Überlassung an Dritte, zur Veräußerung oder zur Belastung desselben.
 - b) Er hat den Liefergegenstand auf seine Kosten von jeglichem Zugriff Dritter freizuhalten. Dem Verkäufer sind drohende oder bewirkte Vollstreckungsmaßnahmen, Pfändungen und die Geltendmachung von Pfandrechten oder sonstigen Ansprüchen Dritter unter Übersendung der einschlägigen Unterlagen unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
 - c) Eine Standortänderung des Liefergegenstandes bedarf der vorherigen Zustimmung des Verkäufers und darf nur von Mitarbeitern des Verkäufers oder ihren Beauftragten durchgeführt werden.
 - d) Der Käufer hat den Liefergegenstand in einwandfreiem Zustand zu erhalten, dem Verkäufer alle Reparaturen anzuzeigen und diese auf seine Kosten bzw. im Gewährleistungsfall auf Kosten des Verkäufers durch Mitarbeiter des Verkäufers oder seinen Beauftragten ausführen zu lassen.
 - e) Der Käufer hat den Liefergegenstand auf seine Kosten zugunsten des Verkäufers gegen Personen-, Transport-, Montage-, Maschinenbruch-, Feuer-, Einbruchdiebstahl- und Leitungswasserschäden zu versichern und die Nachweise über die Versicherung und Prämienzahlung dem Verkäufer auf dessen Verlangen zur Verfügung zu stellen.
- (3) Der Käufer haftet dem Verkäufer für jeden ihm durch schuldhaftes Unterlassen, Verletzung oder Verzögerung der in

Absatz 2 a) – e) genannten Käuferpflichten entstehenden Schaden.

(4) Gerät der Käufer mit der Zahlung in Rückstand, ist der Verkäufer neben den ihm hieraus zustehenden Rechten auch berechtigt, alle seine Rechte einschließlich des Eigentums an Dritte zu übertragen. Der Eigentumsvorbehalt erlischt dann, gleichgültig von wem und an wen Kaufpreiszahlungen geleistet werden, erst mit vollständiger Befriedigung des Dritten.

(5) Der Käufer gestattet dem Verkäufer oder dessen Beauftragten die Besichtigung des Liefergegenstandes und zu diesem Zweck den Zutritt zu den Räumen, in denen er sich befindet, und verpflichtet sich, nötigenfalls Hilfestellung zu gewähren, ohne Entschädigung hierfür zu verlangen.

§ 6 Gewährleistung

(1) Für Mängel der Lieferung leistet der Verkäufer zunächst in der Weise Gewähr, dass er alle diejenigen Teile unentgeltlich ausbessert oder nach seiner Wahl ersetzt, die innerhalb der in Absatz 2 genannten Fristen infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Baustoffes, mangelhafter Ausführung oder fehlender Software unbrauchbar oder in einem die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigenden Maße schadhaft geworden sind. Zur Vornahme aller dem Verkäufer notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit unentgeltlich zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

(2) Die Gewährleistungsfrist für die Rechte nach Absatz 1 beträgt 24 Monate ab dem Gefahrenübergang.

(3) Dem Verkäufer sind Mängel der Lieferung unverzüglich mitzuteilen.

(4) Für Mängel erlischt die Gewährleistung des Verkäufers, wenn der Liefergegenstand ohne Mitwirkung eines Monteurs oder Technikers des Verkäufers oder seines Beauftragten aufgestellt wird oder ohne Zustimmung des Verkäufers vom Käufer oder von Dritten Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden, soweit die Mängel ganz oder teilweise Folgen dieser Unterlassungen oder Handlungen sind. Der Verkäufer leistet keine Gewähr, wenn die Ausbesserung oder Ersatzleistung durch eigenmächtige Nachbesserungsarbeiten des Käufers erschwert sind.

(5) Für Lieferteile, die infolge ihrer Beschaffenheit oder nach der Art ihrer Verwendung einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen, wird keine Gewährleistung übernommen. Die Gewährleistung setzt weiter voraus, dass der Kunde die Einhaltung sämtlicher technischer Rahmenbedingungen sicherstellt, die in der Dokumentation und diese ergänzenden Unterlagen vorgegeben sind. Schäden infolge natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, ungeeigneten Aufstellorts, insbesondere Aufstellgrundes, fehlender Stabilität oder ungeeigneter Sicherung der Stromversorgung, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse, Witterungs- und anderer Natureinflüsse sind ebenfalls ausgeschlossen.

(6) Die Gewährleistung gilt nur für den Anlieferungsart.

§ 7 Haftung

(1) Soweit Schäden auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen, Absatz 3 bleibt unberührt.

(2) Im Übrigen haftet der Verkäufer unbeschadet des Absatz 3 für Schäden nur, soweit er selbst oder seine Erfüllungsgehilfen diese Schäden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Dies gilt für alle Ansprüche, unabhängig von der Art ihres Rechtsgrundes.

(3) Der Verkäufer haftet nicht für vertragsuntypische und daher unvorhersehbare Schäden sowie für mittelbare Schäden.

(4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und für zugesicherte Eigenschaften bleibt unberührt.

§ 8 Rücktritt des Käufers, Minderung

(1) Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Verkäufer mit der Lieferung oder Herstellung der bestellten Ware über eine vom Käufer gesetzte angemessene Nachfrist hinaus im Verzuge ist und dem Käufer ein längeres Zuwarten nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann.

(2) Das gleiche gilt, wenn der Verkäufer einer ihm gesetzten Nachfrist, die angemessen sein muss, zur Beseitigung von Mängeln im Rahmen der Gewährleistung, die die bestimmungsgemäße Nutzung des Liefergegenstandes ernsthaft beeinträchtigen, nicht in der Lage ist.

(3) Das Recht des Käufers zur Minderung des Kaufpreises im Falle eines teilweisen Fehlschlagens der Mängelbeseitigung bleibt unberührt.

§ 9 Rücktrittsfolgen

(1) Bei Rücktritt ist der Käufer zuerst verpflichtet, unbeschadet der übrigen Abwicklung gemäß den folgenden Absätzen, den Liefergegenstand an den Verkäufer herauszugeben. Der Verkäufer ist berechtigt, den Liefergegenstand aus den Räumen des Käufers wegholen zu lassen.

(2) Bei Rücktritt kann der Verkäufer vom Käufer für die Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grund eingetretene oder eintretende Unmöglichkeit der Herausgabe des Liefergegenstandes eine angemessene Vergütung verlangen.

(3) Außerdem kann der Verkäufer für die Nutzung oder den Gebrauch des Liefergegenstandes Vergütung verlangen, wenn sich der Wert des Liefergegenstandes zwischen der Beendigung seiner Aufstellung und seiner vollständigen unmittelbaren Wiederinbesitznahme durch den Verkäufer gemindert hat. Diese Wertminderung errechnet sich aus der Differenz von Gesamtpreis gemäß Auftrag und Zeitwert, wie er durch Verkaufserlös oder, wenn ein Verkauf nicht möglich ist, durch Schätzung eines vereidigten Sachverständigen ermittelt wird.

§ 10 Abtretung

Die Abtretung der Rechte und/oder die Übertragung der Verpflichtungen des Käufers aus dem Vertrag sind ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers nicht zulässig.

§ 11 Leistungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist Berlin Leistungsort.



Bestellschein

Kopieren Sie diese Seite, füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es per Fax, E-Mail oder Post an uns. Unterschrift nicht vergessen!

Reha-Stim
Medtec GmbH & Co. KG
Kastanienallee 32
14050 Berlin

Fax: +49 (0)30 3640 42 32
E-Mail: hesse@reha-stim.de

Ihre Kontaktdaten

Name, Vorname _____
Firma, Abteilung _____
Anschrift
(kein Postfach) _____
Telefon _____
Fax _____
E-Mail _____

Bestellung

Hiermit bestellen wir zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Artikelbeschreibung	Art.-Nr. (sofern bekannt)	Stück- zahl	Preis (EUR) pro Stück	Preis (EUR) gesamt

Ort, Datum

Unterschrift

Angebot

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot über folgende Artikel:

Artikelbeschreibung	Art.-Nr. (sofern bekannt)	Stück- zahl

Ort, Datum

Unterschrift

Impressum

Reha-Stim Medtec GmbH & Co. KG
Kastanienallee 32
14050 Berlin
Telefon: +49 30 30121497
Telefax: +49 30 36404232
E-Mail: info@reha-stim.de
Internet: www.reha-stim.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE287240913

Sitz der Gesellschaft: Berlin, Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, HRA 47711 B,
Geschäftsführung: Dr. Beate Brandl-Hesse, Eric Aßmann
Komplementärin: Reha-Stim Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz der Gesellschaft: Berlin,
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg HRB 146976 B

Ausgabe 2015/01

Copyright: Reha-Stim Medtec GmbH & Co. KG, Berlin

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge und Produktflyer ihre Gültigkeit

Gewichte und Maße sind unverbindlich.
Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.



Reha-Stim Medtec GmbH & Co. KG
Kastanienallee 32
14050 Berlin

Tel +49 (0)30 301 21 497
Fax +49 (0)30 3640 42 32

info@reha-stim.de
www.reha-stim.de